

Tipo di campione	Arterioso		
Reparto (Paz)			
T	37,0 °C		
FO ₂ (I)	45,0 %		
Operatore	Anonimo		
Valori emogas			
pH	7,393		[7,350 - 7,450]
↓ pCO ₂	30,2	mmHg	[35,0 - 48,0]
↑ pO ₂	157	mmHg	[83,0 - 108]
Valori ossimetrici			
↓ ctHb	7,9	g/dL	[11,7 - 17,4]
↑ sO ₂	99,6	%	[94,0 - 98,0]
↑ FO ₂ Hb	99,1	%	[95,0 - 98,0]
↓ FCOHb	0,1	%	[0,5 - 1,5]
FtHb	0,4	%	[0,0 - 5,0]
FMetHb	0,4	%	[0,0 - 1,5]
↓ Hct _C	24,3	%	[35,0 - 51,0]
Valori elettroliti			
↑ cK ⁺	5,7	mmol/L	[3,4 - 4,5]
↑ cNa ⁺	155	mmol/L	[136 - 145]
↓ cCa ²⁺	0,90	mmol/L	[1,15 - 1,27]
cCl ⁻	106	mmol/L	[98 - 107]
cCa ²⁺ (7.4) _C	0,89	mmol/L	
Valori metaboliti			
↓ cGlu	59	mg/dL	[70 - 100]
↑ cLac	20	mmol/L	[- 1,3]
ctBil	1,2	mg/dL	[-]
Stato di ossigenazione			
ctO ₂ C	11,4	Vol%	
p50 _B	26,47	mmHg	
pO ₂ (a)/FO ₂ (I) _C	349	mmHg	
Stato acido-base			
cBase(Ecf) _C	-6,5	mmol/L	
↓ cBase(B) _C	-5,8	mmol/L	[-2,0 - 3,0]
↓ cHCO ₃ ⁻ (P) _C	18,4	mmol/L	[21,0 - 28,0]
ctCO ₂ (P) _C	19,3	mmol/L	[19,0 - 24,0]
↑ Anion Gap _C	30,9	mmol/L	[10,0 - 20,0]
mOsm _C	313,3	mmol/kg	

ALLEGATO N. 5

PROVA PRATICA N. 2

Emogasanalisi in anestesia e rianimazione.

Il candidato commenti brevemente ed interpreti la emogasanalisi riprodotta a fianco.